

蘇生バッグ

リユーズブル・シングルユース
成人・小児・乳児



MANUAL RESUSCITATOR

ベスメド社製

Besmed®

コストパフォーマンス

お求めやすい価格で高機能を実現しました。

豊富なサイズ

本体は成人・小児・乳児用の3サイズに対しシングルユース仕様、またはリユーズブル仕様をお選びいただけます。オプションのマスクはシングルユース仕様、リユーズブル仕様からそれぞれ6サイズをお選びいただけます。

優れたデザイン

バッグは扱いやすく、操作性に優れており、クリーニングも行いやすいデザインです。

安全設計

ポップオフ（プレッシャーリリーフ）バルブが標準装備されており（成人用シングルユースを除く）高圧による障害を防ぎます。

耐久性

あらゆる環境（-18℃~50℃）で安定した動作を保証します。

オートクレーブ滅菌対応

リユーズブル仕様はオートクレーブ滅菌が可能です。

NR（ノンリブリージング）バルブ


ユニークなデザインのダックビルバルブはCO₂の再呼吸、分泌物の逆流を防ぎます。

オプション

酸素バッグ、PEEPバルブが使用可能です。また交換用の各パーツもご用意しております。


Besmed®

リユーザブル蘇生バッグ / シリコンマスク付 16,800円(税込)



パーツ番号	BE-2107	BE-2207	BE-2307
バッグ容量	1600ml	550ml	280ml
拍出量	700ml	300ml	150ml
適合体重	30kg以上	7~30kg	7kg以下
JANコード	4582244683776	4582244683783	4582244683790

シングルユース蘇生バッグ / エアクッションマスク付 7,350円(税込)



パーツ番号	BE-2402	BE-2602	BE-2702
バッグ容量	1600ml	550ml	280ml
拍出量	700ml	300ml	150ml
適合体重	30kg以上	7~30kg	7kg以下
JANコード	4582244683806	4582244683813	4582244683820

死腔

NRバルブ	7ml
成人用マスク	150ml
小児用マスク	95ml
乳児用マスク	28ml

ポップオフバルブ

成人	60hPa (cmH ₂ O)
小児、乳児	40hPa (cmH ₂ O)

保管温度：-40~60℃ 操作温度：-18~50℃

オプション部品

酸素バッグ	リユーザブル酸素リザーバーバッグ 2500ml / 600ml ※オートクレープ不可	PN-0438, PN-0440	各1,050円(税込)
	酸素バルブ	PS-0436	1,260円(税込)
	シングルユース酸素リザーバーバッグ 酸素バルブ付 2500ml/1200ml	PN-0016A, PN-0017A	各1,575円(税込)
	酸素チューブ 2m	PN-0200	420円(税込)
PEEPバルブ	PE付EPバルブ 2~10cm/5~20cm	PN-0042, PN-0044	各2,100円(税込)
マスク	シリコンマスク 乳児 S/L	PN-0000, PN-0001	各1,575円(税込)
	シリコンマスク 小児 S	PN-0002	1,890円(税込)
	シリコンマスク 小児 L	PN-0003	1,890円(税込)
	シリコンマスク 成人 S/L	PN-0004, PN-0005	各2,100円(税込)
	エアクッションマスク 乳児S/L, 小児S/L, 成人S/L ※エアインジェクション対応	PN-0115 ~ 0120	各840円(税込)
NRバルブ	NRバルブ 成人 60cmポップオフバルブ付 小児・乳児 40cmポップオフバルブ付	PS-0402A, PS-0403A	各2,625円(税込)
	NRバルブPEEPアウトレット付 成人 60cmポップオフバルブ付 小児・乳児 40cmポップオフバルブ付	RT-1361, RT-1341	各2,625円(税込)