

成人・小児 フィンガー デジタル パルスオキシメータ Pulse One IIS PMP-115

- 小児から成人まで幅広く対応できる4種類のオプションプローブ接続可能
- カラー液晶による見やすい脈波形の連続モニタ
- 音とフラッシュによるアラーム機能




標準価格：49,800円（税別）

保証：2年

小児対応の
クリッププローブ



標準価格：18,000円（税別）



標準構成

- ・ Pulse One IIS 本体
- ・ ストラップ
- ・ 単4電池 2個
- ・ 収納ポーチ

主な仕様

■ SpO₂・脈拍数

測定方式	パルスオキシメトリ法
測定範囲	SpO ₂ 0-100%
	脈拍数 30-250回/分
測定精度	SpO ₂ 70-100%±2digits 60-69%±3digits 59%以下は規定無し
	脈拍数 ±2%又は±2回/分 のうち大きい方

■ 電源

単4アルカリ電池（3V）2個
連続使用時間：約30時間

■ 寸法

39mm幅×32mm高×60mm奥行

■ 重量

約57g（電池含む）

■ 薬事認証番号：221AABZX00064000

成人 フィンガー デジタル パルスオキシメータ Pulse One PMP-100

医療者測定用




- 小型・軽量
- 簡単操作
指を入れるだけで自動ON/OFF
- デジタル信号処理
素早いレスポンスとバラツキのない安定測定
- 高感度測定
今まで測定出来ない低脈圧でも測定可能

自己測定用



標準構成

- ・ Pulse One 本体
- ・ ストラップ
- ・ コイン型リチウム電池 1個
- ・ 収納ポーチ



価格：39,800円（税別） 保証：2年

主な仕様

■ SpO₂・脈拍数

測定方式	パルスオキシメトリ法	
測定範囲	SpO ₂	0-100%
	脈拍数	30-250回/分
測定精度	SpO ₂	70-100%±2digits 60-69%±3digits
	脈拍数	59%以下は規定無し ±2%又は±2回/分 のうち大きい方

■ 電源

コイン型リチウム電池（CR2032 3V）1個
バッテリー寿命：約3ヵ月

■ 寸法

37mm幅×25mm高×55mm奥行

■ 重量

26g（電池含む）

■ 薬事認証番号：221AHBZX00003000

製造販売業者  パシフィックメディコ株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷2-6-4
Phone: 03-5844-3507 Fax: 03-5844-3508
www.pacific-medico.com

製造業者  パシフィック電子株式会社
〒410-0012 静岡県沼津市岡一色650-6
Phone: 055-927-6861 Fax: 055-927-6862