


関連商品


口腔ケア（歯磨き自動注水と吸引）システム



+



注水用ボール
単体価格：12,000円
注水セット
単体価格：1,500円



自動注水/吸引歯ブラシ・ハッピー2
単体価格：1,200円



照明開口器・ホタル
単体価格：1,700円

ケアバックD ……1式
(キャニスター1000ml付)
価格：¥60,000 (税込¥63,000)

口腔ケアセット
注水用ボール（取付金具付） ……1
注水セット ……1
自動注水/吸引歯ブラシ・ハッピー2 ……3
照明開口器・ホタル ……1
セット価格：¥18,000 (税込¥18,900)

■ 標準価格 **78,000円** (税込 81,900円)

●外観、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製造販売元 **P** パシフィックメディコ株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷2-15-13 5F
Phone: 03-5844-3507 Fax: 03-5844-3508
www.pacific-medico.com

製造元 **P** パシフィック電子株式会社
〒410-0012 静岡県沼津市岡一色650-6
Phone: 055-927-6861 Fax: 055-927-6862
お客様コールセンター ☎ 0800-111-6861
02070710J

吸引器 Suction Unit

卓上吸引器

CARE-vaC™ D
CARE-vaC™ S

ポータブル吸引器

toteCUBE-vaC™



P
PACIFIC MEDICO

ケアバックD

CARE-vac™ D 交流電源



- ピストン式デュアルポンプはキャニスター、フィルターを装着時でも吸引力低下が少ない安定吸引。

標準構成

ケアバックD本体
チューブ付フィルター
キャニスター
接続チューブ

製品仕様

ポンプ ピストン式デュアルポンプ
吸引圧 -80kPa
排気流量 50LPM
キャニスター容量 800mL
電源 100VAC
寸法・重量 450(W)×320(H)×200(D)mm・約4.5kg
承認番号 22000BZX00124000

標準価格：60,000円 (税込 63,000円)
製品保証：1年

ケアバックS

CARE-vac™ S 交流電源



- コンパクトで優れた操作性。
- ピストン式ポンプで安定強力吸引。

標準構成

ケアバックS本体
チューブ付フィルター
キャニスター
接続チューブ

製品仕様

ポンプ ピストン式シングルポンプ
吸引圧 -80kPa
排気流量 47LPM
キャニスター容量 800mL
電源 100VAC
寸法・重量 210(W)×300(H)×140(D)mm・約4kg
承認番号 22000BZX00125000


標準価格：50,000円 (税込 52,500円)
製品保証：1年

トートキューブバック

toteCUBE-vac™ 交直両用電源



- 小型で強力吸引。
- 救急から在宅まで幅広い使用が可能です。



標準価格：95,048円 (税込 99,800円)
製品保証：1年

標準構成

トートキューブ本体
チューブ付フィルター
キャニスター
接続チューブ
リモートスイッチ
充電器

製品仕様

ポンプ 12VDCピストン式シングルポンプ
吸引圧 -70kPa
排気流量 25～38LPM
キャニスター容量 800mL
電源 100VAC/12VDC
バッテリー タイプ：再充電可能密閉式鉛電池
容量：12VDC 3.3AH
平均駆動時間：30分(完全充電時)
充電時間：4時間以上
寸法・重量 300(W)×180(H)×130(D)mm・約4.6kg
承認番号 22000BZX01305000

吸引器アクセサリ

 チューブ付フィルター P/N: 50511300 価格：1,575円 (税込)	 接続チューブ P/N: DYND50246 価格：1,008円 (税込)	 キャニスター 800ml P/N: 50503900 価格：1,260円 (税込)	 バッテリー toteCUBE-vac用 P/N: 55021 価格：9,030円 (税込)	 充電器 toteCUBE-vac用 P/N: 55022 価格：7,980円 (税込)
 リモートスイッチ toteCUBE-vac用 P/N: 55023 価格：1,260円 (税込)	 キャリングバッグ toteCUBE-vac用 P/N: 50510900 価格：4,095円 (税込)	 キャニスター 1000ml (オプション) CARE-vac用 P/N: SXT1000 価格：3,675円 (税込)	 キャニスター・トメガネ CARE-vac用 P/N: SXT-1A/5A 価格：2,940円 (税込)	